

LABISAN F

Stabilisator und Desinfektor



- ☛ zur Desinfektion synthetischer und mineralischer Kühl- und Schneidmittelemulsionen
- ☛ wirkt vorbeugend gegen Pilzbefall
- ☛ verhindert Ranzigwerden der Emulsion

LABISAN F wurde entwickelt zur Desinfektion synthetischer und mineralischer Kühl- und Schneidmittelemulsionen und wird vorbeugend gegen einen Pilzbefall der Emulsion eingesetzt.

LABISAN F wird der Emulsion je nach Bedarf in Abständen von ca. 6-12 Wochen in einer Konzentration von 0,15 bis 0,3% zugegeben.

LABISAN F nicht anwendbar bei Schleifvorgängen aufgrund von Geruchsentwicklung.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BAuA-Nr.: N-32824

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 027 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: info@wieds.de

Vertretung: